

ENDOSKOPI MEDİKAL



ALL-IN-ONE LED 50 HD

All-in-one LED 50 HD

Richard Wolf'un en yeni görüntüleme çözümü olan Agile LED 50 HD II Office Camera System, kamera kontrol ünitesi, ışık kaynağı ve entegre kayıt sistemini tek bir yapıda birleştiren hepsi bir arada bir sistemdir. Bu sistem, mevcut aksesuar bileşenleri ve endoskopik enstrümanlardan oluşan geniş ürün portföyünü tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır.

LED 50 HD II Office Camera System ile kullanıcılar; yer tasarrufu sağlayan, ekonomik ve üstün kalitede endoskopik görüntüleme sunan gelişmiş bir platform deneyimi elde eder.

LED 50 HD II Hepsi Bir Arada Ünite

Kamera kontrol ünitesi, ışık kaynağı ve entegre kayıt sistemini tek bir yapıda birleştiren hepsi bir arada çözüm; ofis kullanımı için optimize edilmiş, daha ekonomik ve yer tasarrufu sağlayan bir kurulum sunar.

- Kolay ve sezgisel kurulum ile kullanım için tak-çalıştır (plug-and-play) özelliği
- Yüksek kaliteli HD görüntüleme (1920 × 1080 piksel)
- 50W xenon ışık kaynağına eşdeğer parlak ve verimli LED aydınlatma
- Görsel ve videoların USB belleğe kaydedilmesini sağlayan entegre kayıt sistemi



LED 50 HD II Kamera Başlığı

- HD çözünürlüğe sahip CMOS sensör (1920 × 1080 piksel)
- Ergonomik ve hafif tasarım (0,39 lbs / yaklaşık 177 gram)
- Üç farklı fonksiyona hızlı ve kolay erişim sağlayan programlanabilir üç kamera başlığı tuşu
- Geniş lens seçenekleriyle uyumlu evrensel C-mount bağlantı arayüzü



21.5" HD Medikal Monitör

- HD çözünürlük (1920 × 1080 piksel)
- Hızlı sinyal algılama özelliği
- Görüntü kaydırma, yakınlaştırma, dondurma ve picture-in-picture gibi görüntü ve ekran düzeni ayarlarını içeren kapsamlı ekran menüsü (OSD)

